



Colex

EDIBLE Collagen casing

Collagen casing Ready to Use for cured and cooked products. High adherence and elasticity, extra thin wall and soft bite with a finishing very similar to natural casing.

Tripa de colágeno COMESTIBLE

Tripa de colágeno "Ready to Use" para producto curado y cocido. Alta adherencia y elasticidad, pared extrafina y mordida suave, con un acabado muy similar a la tripa natural.

Technical Sheet - Características técnicas:

Formats and Calibers - Formatos y calibres:

- Straight casing - Tripa Recta: Ø 19-55 mm
- Round casing - Tripa Curvada: Ø 24-55 mm

Colours - Colores:

- 000 Colourless - Sin color
- 300 Caramel - Caramelo
- 400 Dark Caramel - Caramelo Oscuro

Packaging - Embalaje:

Cardboard caddy sealed in a plastic bag.
Caddie de cartón cerrado herméticamente en bolsa de plástico.

Preservation - Conservación:

Keep in a cool, dry place (between 10-15°C and 60-70% HR) away from sunlight. Once the box of COLEX tripe has been opened, close it as hermetically as possible.
Almacenar en lugar fresco y seco (entre 10-15°C y 60-70% HR), protegido de la luz solar. Una vez abierta la caja, guardarla lo más herméticamente posible.

Recommended stuffing horns - Tubos de embutición recomendados:

Caliber - Calibre	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	43 - 45	50	55
Stuffing horn Tubo de embutición	11	12	13	14	15	17	18	20	21	22	24	25	27	30	34

Processing - Recomendaciones de uso:

Generals - Generales:

- Stuffing at nominal caliber.
- For cooking application: drying and/or smoking stage before cooking at 0% HR for at least 40 min.

- Embutición a calibre nominal.
- Para producto cocido: secado y/o ahumado previo a la cocción a 0% HR al menos 40 min.





Colex

**Fibran is quality,
innovation, experience
and compromise.**

Fibran es calidad, innovación, experiencia y compromiso.



FIBRAN, S.A | Pol. Ind. "Cal Gat" - Parcela 29
17860 Sant Joan de les Abadesses (Girona - Spain)
+34 972 72 00 25 | fibran@fibran.net

fibran.net